

Инструкции за употреба: контактни лещи asmoFilcon A (40% вода) за смяна на 2 седмици или 1 месец

Важно

- Преди употреба прочетете внимателно следващите инструкции и запазете този документ на сигурно място за бъдещи справки.
- Винаги спазвайте инструкциите в този документ и указанията на свояа очен специалист относно правилната употреба на контактни лещи и продукти за грижа за лещите, включително кутийките за лещи.

КОНТАКТНИ ЛЕЩИ ЗА СМЯНА НА 2 СЕДМИЦИ

Въведение

asmoFilcon A (40% вода) са меки контактни лещи от силиконов хидрогел, със син цвят, с водно съдържание 40%.

Всяка стерилна контактна леща asmoFilcon A (40% вода) е отделно опакована в запечатан с фолио пластмасов контейнер и потопена в буферизиран физиологичен разтвор.

Показания

Контактните лещи asmoFilcon A (40% вода) са предназначени за ежедневна употреба или за продължително използване до 7 дни за корекция при лица с рефрактивна аметропия (миопия, хиперопия и/или астигматизъм) без афакия и без очни заболявания.

Ограничения при употреба

Почиствайте и дезинфекцирайте контактите лещи след свалянето им, като използвате режима на почистване и дезинфекция, препоръчан от Вашия очен специалист. Сменяйте контактите лещи на всеки 2 седмици с нови лещи.

Консултирайте се с Вашия очен специалист относно схемата за носене на лещите въз основа на индивидуалните Ви нужди. Винаги изхвърляйте контактите лещи след посочения период за носене. Носенето на контактни лещи извън посочения период за носене увеличава риска от възникване на проблеми с очите.

ЗА КОНТАКТНИ ЛЕЩИ ЗА СМЯНА НА 1 МЕСЕЦ

Въведение

asmoFilcon A (40% вода) са меки контактни лещи от силиконов хидрогел, със син цвят, с водно съдържание 40%.

Всяка стерилна контактна леща asmoFilcon A (40% вода) е отделно опакована в запечатан с фолио пластмасов контейнер и потопена в буферизиран физиологичен разтвор.

Показания

Контактните лещи asmoFilcon A (40% вода) са предназначени за ежедневна употреба за корекция при лица с рефрактивна аметропия (миопия, хиперопия и/или астигматизъм) и/или пресбиопия, без афакия и без очни заболявания.

Ограничения при употреба

Почиствайте и дезинфекцирайте контактите лещи след свалянето им, като използвате режима на почистване и дезинфекция, препоръчан от Вашия очен специалист. Сменяйте контактите лещи всеки месец с нови лещи.

Консултирайте се с Вашия очен специалист относно схемата за носене на лещите въз основа на индивидуалните Ви нужди. Винаги изхвърляйте контактите лещи след посочения период за носене. Носенето на контактни лещи извън посочения период за носене увеличава риска от възникване на проблеми с очите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте контактите лещи при някое от следните състояния.

- Акутно или субакутно възпаление или инфекция на предната камера на окото
- Заболявания, наранявания или аномалии, които засягат роговицата, конюнктивата или клепачите
- Тежка недостатъчност на слъзен секрет (сухи очи)
- Хипестезия на роговицата (намалена чувствителност на роговицата)
- Системни заболявания, които могат да повлияят неблагоприятно на окото при носене на контактите лещи
- Алергични реакции, които могат да бъдат предизвикани или усилены от носенето на контактите лещи
- Активна инфекция на роговицата
- Зачервени или възпалени очи
- Непълно заздравяване на роговицата след очна операция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Необходимо е да сте наясно със следните предупреждения, свързани с използването на контактни лещи.

- Проблемите с очите, произтичащи от използването на контактни лещи и използването на продукти за грижа за лещите, например язви на роговицата, могат да се развият бързо и да доведат до загуба на зрението. Ако почувствате дискомфорт в очите, обилно сълзене, промени в зрението, зачервяване на очите или други проблеми, незабавно трябва да свалите лещите и своевременно да се консултирате със свояа очен специалист.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Бъдете внимателни, когато боравите с контактите лещи (внимавайте да не ги изпуснете).
- Не докосвайте контактите лещи с нокти.
- Поставете контактите лещи, преди да нанасяте козметика. Не нанасяйте козметични продукти, лосиони, кремове или спрейове, докато боравите с контактите лещи.
- Консултирайте се със свояа очен специалист, преди да използвате медикаменти за очи.
- Ако почувствате, че контактите лещи в очите Ви са сухи, поставете няколко капки лубрикантен или овлажняващ разтвор (препоръчан от очния Ви специалист) директно в очите и изчакайте, докато лещите започнат да се движат свободно, преди да ги свалите. Ако чувството на дискомфорт продължи, незабавно се консултирайте със свояа очен специалист.
- Избягвайте всякакви вредни или дразнещи изпарения и дим, когато носите контактите лещи.
- В случай на напръскване на очите с химикал промийте очите незабавно с чешмяна вода, свалете контактите лещи и се свържете със свояа очен специалист или незабавно посетете отделение за спешна помощ.
- Консултирайте се със свояа очен специалист относно използването на контактите лещи по време на спортни дейности или дейности във вода, или при упражняване на конкретни професии.
- Препоръчва се по време на периода на адаптация мултифокалните или мултифокалните торични контактни лещи да се носят само в познати ситуации (ситуации, неизискващи повишено зрительно внимание). По-специално по време на периода на адаптация трябва да се избягва каране на моторно превозно средство.
- Внезапната светлина при носенето на мултифокалните или мултифокалните торични контактни лещи може да доведе до намалена зрительна острота. Консултирайте се със свояа очен специалист, ако усещате дискомфорт при носене на лещите при ярка светлина.
- Контролните прегледи са необходими за постоянно подsigуряване на здравето на очите Ви.
- Консултирайте се със свояа очен специалист, ако искате да смените типа или параметрите на лещите.
- Уведомете лекаря си, че носите контактни лещи.
- Съхранявайте контактите лещи при стайна температура. Не позволявайте лещите да замръзнат.
- Консултирайте се със свояа очен специалист, ако трябва да съхранявате контактите лещи по-продължителен период.
- Ако контактите лещи изсъхнат в кутийката за лещите, консултирайте се със свояа очен специалист.
- Не споделяйте контактите си лещи с други хора.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При възникване на някой от проблемите по-долу, незабавно отстранете контактите лещи от очите си и ги проверете, за да сте сигурни, че нямат повреди. Ако контактите лещи не са повредени, почистете и дезинфекцирайте лещите, преди да ги сложите отново. Ако проблемът продължава, свалете лещите и незабавно потърсете медицинска помощ. Може да възникне сериозно увреждане на очите, като инфекция, язва на роговицата, неоваскуларизация и ирит.

- Смъдени, парене, сърбеж или друга болка в очите
- Непрекъснато усещане за чуждо тяло или драскане
- Обилно сълзене, необичайни секрети от очите, зачервяване, намалена острота на зрението, замъглено зрение, кръгове, фотофобия или сухи очи

Ако възникнат сериозни инциденти с контактите лещи, съобщете ги на упълномощения представител и/или производителя и на компетентните органи.

БОРАВЕНЕ С КОНТАКТНИТЕ ЛЕЩИ

- Винаги измивайте, изплаквайте и подсушавайте ръцете си щателно, преди да боравите с контактите лещи.
- Не използвайте контактите лещи, ако стерилната опаковка е била отворена или повредена, или ако срокът на годност е изтекъл.
- Винаги поставяйте лявата и дясната контактни лещи в една и съща последователност, за да избегнете объркването им.

Отваряне на запечатания с фолио пластмасов контейнер:

1. Отлепете фолиото от контейнера, за да отворите опаковката.
2. В контейнера ще намерите една контактна леща с вдлъбнатата страна нагоре.
3. Извадете внимателно лещата от контейнера и я прегледайте, за да се уверите, че по нея няма драскотини или чужди тела.

Поставяне на контактните лещи:

По-долу е описана общата процедура за поставяне на контактните лещи. Ако е необходимо, консултирайте се с Вашия очен специалист за повече подробности.

1. Поставете контактната леща на върха на показалеца на доминантната си ръка, с вдлъбнатата страна нагоре.
2. Проверете профила на лещата, за да сте сигурни, че не е обърната наопаки.
3. Задръжте клепачите си широко отворени, като придърпате горния клепач с показалеца на недоминантната си ръка, а долния клепач – със средния пръст на доминантната си ръка.
4. Бавно поднесете лещата нагоре към окото, като гледате право напред, и я поставете внимателно върху роговицата.
 - Не натискайте лещата към окото.
5. Погледнете надолу, освободете първо горния клепач, а след това и долния, и мигайте внимателно.
6. Повторете тази процедура с другата леща.
- Ако след поставянето на контактните лещи зрението Ви е замъглено:
 - Ако контактните лещи не са центрирани върху роговицата:
 - Погледнете в огледалото и внимателно придвижете ръба на лещата, докато сте с отворени очи, за да я преместите върху роговицата. Използвайте натиск с пръст върху ръба на горния или долния клепач, докато лещата застане в центъра на роговицата.
 - Ако контактните лещи са центрирани върху роговицата:
 - Свалете лещите. Възможните причини са следните:
 - Повърхността на лещата е замърсена.
 - Лещата е в погрешното око.
 - Лещата е поставена наопаки в окото.
 - Ако зрението Ви продължава да е замъглено, след като отстраните горепосочените проблеми, свалете контактните лещи и се консултирайте с Вашия очен специалист.
 - Ако чувствате значителен дискомфорт при носене на контактни лещи, свалете ги незабавно и се консултирайте с Вашия очен специалист.
 - Ако контактните лещи са торични, поставете ги върху роговицата така, че маркерът да е насочен надолу. (Вижте фиг. 1.)
 - Поставете мултифокалните контактни лещи (ADD HIGH) върху роговицата с триъгълен маркер, сочещ към слепочията. (Вижте фиг. 2.)
 - Мултифокалните торични контактни лещи имат маркери за контрол при поставянето на лещите. (Вижте фиг. 3.)



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Сваляне на контактните лещи:

1. Дръжте главата изправена и погледнете нагоре.
2. Дръпнете надолу долния клепач със средния пръст на недоминантната си ръка и поставете показалеца на доминантната си ръка върху долния ръб на контактната леща.
3. Плъзнете лещата надолу към бялата част на окото.
4. Внимателно хванете лещата с палеца и показалеца на доминантната си ръка.
5. Извадете лещата.
6. Повторете тази процедура с другата леща.

ГРИЖА ЗА КОНТАКТНИТЕ ЛЕЩИ

- Винаги използвайте продукти за грижа за лещите, препоръчани от Вашия очен специалист. Никога не използвайте продукти за грижа за твърди газопропускливи контактни лещи.
- Не използвайте чешмяна вода за грижа за контактните лещи или кутийките за лещи. Използването на чешмяна вода повишава риска от микробиална инфекция.
- Винаги използвайте свежи продукти за грижа за лещите с неизтекъл срок на годност.
- Не замествайте и не смесвайте продукти за грижа за лещите, освен ако това не е посочено в инструкциите на продукта или не е препоръчано от Вашия очен специалист.
- Не се препоръчва термодезинфекция.
- Когато контактната леща не се използва, съхранявайте я напълно потопена в разтвора за съхранение.
- Почиствайте и изплаквайте кутийката за лещите с подходящи продукти и я оставайте да изсъхне на въздух след всяка употреба. Сменяйте кутийките за лещи на редовни интервали.

СИМВОЛИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЗАПЕЧАТАНИЯ С ФОЛИО ПЛАСТМАСОВ КОНТЕЙНЕР

СИМВОЛ						
ДЕФИНИЦИЯ	Прочети инструкцията за използване		Номер на партидата	Да се използва преди дата (Срок на годност)	Дата на производство	
СИМВОЛ						
ДЕФИНИЦИЯ	Стерилизиране с използване на пара или суха топлина		Система с единична стерилна бариера	Да не се използва, ако опаковката е нарушена	Да не се замразява	
СИМВОЛ						
ДЕФИНИЦИЯ	Медицинско изделие		Уникална идентификация на изделие		Вносител в ЕС	
СИМВОЛ	DIA		BC	P	CYL	AXIS
ДЕФИНИЦИЯ	Диаметър		Извивка в основата	Диоптър (увеличение на лещата)	Диоптър (увеличение на цилиндъра)	Ос на цилиндъра
СИМВОЛ	ADD		HIGH		LOW	
ДЕФИНИЦИЯ	Диоптър (допълнително увеличение)		Дизайн на висока (high) добавка (+2,00 D)		Дизайн на ниска (low) добавка (+1,00 D)	

Производител: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Упълномощен представител: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Дата на издаване 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDAASBP1008_bg