

Инструкция по применению: одноразовые контактные линзы дневного ношения из материала hioxifilcon A (с содержанием воды 57 %)

Важно!

- Перед применением внимательно прочитайте данную инструкцию и храните ее в безопасном месте для последующего использования.
- Всегда следуйте инструкциям по надлежащему использованию контактных линз, изложенным в данном документе, а также тем, которые были предоставлены вашим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом.

ВВЕДЕНИЕ

hioxifilcon A (с содержанием воды 57 %) — это мягкие гидрогелевые контактные линзы голубого оттенка с содержанием воды 57 %. Стерильные линзы hioxifilcon A (с содержанием воды 57 %) индивидуально упакованы в плоскую упаковку и погружены в буферный физиологический раствор.

ПОКАЗАНИЯ

Линзы hioxifilcon A (с содержанием воды 57 %) предназначены только для одноразового дневного ношения и коррекции рефракционной аметропии (миопии, гиперметропии и/или астигматизма) у пользователей без афакии и органического поражения глаз.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

В конце каждого дня контактные линзы необходимо снимать и выбрасывать и каждое утро заменять их на новые. Повторное использование одноразовых контактных линз увеличивает риск возникновения проблем с глазами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте данные контактные линзы в любом из следующих случаев:

- острые и подострые воспаления или инфекции передней камеры глаза;
- любая болезнь, травма или патология, оказывающая влияние на роговицу, конъюнктиву или веки;
- тяжелая недостаточность секреции слезной жидкости (синдром сухого глаза);
- гипестезия роговицы (пониженная чувствительность роговицы);
- любые общие заболевания, которые могут негативно повлиять на глаза при ношении контактных линз;
- аллергические реакции, которые могут быть вызваны или усилены при ношении контактных линз;
- любая активная инфекция роговицы;
- красные или раздраженные глаза;
- неполное заживление роговицы после хирургии глаза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При ношении контактных линз могут возникнуть следующие риски.

- Осложнения, вызванные ношением контактных линз, например, язвы роговицы могут быстро развиваться и привести к потере зрения. Если у вас наблюдаются дискомфорт в области глаз, повышенное слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз или другие нарушения, необходимо немедленно снять линзы и связаться со своим лечащим врачом или практикующим врачом-офтальмологом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- С осторожностью обращайтесь с контактными линзами (не роняйте их).
- Не прикасайтесь к контактным линзам ногтями.
- Надевайте контактные линзы перед нанесением косметики. Избегайте контакта косметики, лосьонов, кремов и спреев с контактными линзами.
- Перед использованием какого-либо лекарственного средства для глаз проконсультируйтесь со своим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом.
- Если надета контактная линза вызывает ощущение сухости, необходимо закапать в глаз несколько капель рекомендуемого смазочного или увлажняющего раствора (рекомендованного вашим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом) и подождать, пока линза не начнет свободно перемещаться по поверхности глаза, после чего снять ее. Если дискомфорт не проходит, немедленно проконсультируйтесь со своим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом.
- Во время ношения контактных линз избегайте всех вредных или раздражающих паров и дымов.
- При попадании каких-либо химических веществ в глаза немедленно промойте их проточной водой, снимите линзы и проконсультируйтесь со своим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом или обратитесь за помощью на станцию скорой медицинской помощи.
- Проконсультируйтесь со своим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом касательно ношения контактных линз во время занятий спортом, в частности водными видами спорта, а также при осуществлении конкретной профессиональной деятельности.
- Для одноразовых контактных линз дневного ношения не требуется чистка или дезинфекция. Всегда выбрасывайте использованные линзы. В случае необходимости снять линзы в течение дня подготовьте дополнительные линзы или очки для замены.
- Не засыпайте в контактных линзах.
- Для контроля за состоянием глаз необходимо регулярно посещать соответствующего специалиста.
- Если вы желаете изменить тип или параметры линз, обратитесь к своему окулисту или практикующему врачу-офтальмологу.
- Сообщите своему врачу о том, что вы носите контактные линзы.
- Храните контактные линзы при комнатной температуре. Не допускайте замерзания линз.
- Не позволяйте другим людям использовать ваши контактные линзы.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

При возникновении любых из нижеперечисленных проблем необходимо немедленно снять контактные линзы и заменить их новыми.

Если проблема не устранена, снимите линзы и обратитесь к врачу для раннего лечения. Серьезные повреждения глаз могут привести к возникновению инфекции, язвы роговицы, неоваскуляризации и ирита.

- Покальвание, жжение, зуд или другая боль в области глаз.
- Не проходящее ощущение инородного тела или царапины.
- Повышенное слезотечение, необычные глазные выделения, покраснение, снижение остроты зрения, нечеткость зрения, радужные круги, светобоязнь или сухость глаз.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

- Всегда мойте, ополаскивайте и тщательно вытирайте руки, прежде чем прикасаться к контактным линзам.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к плоской упаковке на протяжении длительного времени.
- Извлеките контактную линзу на диске сразу после открытия плоской упаковки.
- Не используйте контактные линзы, если плоские упаковки были вскрыты или повреждены или если истек срок годности.
- Во избежание путаницы между линзами всегда обрабатывайте левую и правую контактные линзы в одной последовательности.

Открытие плоской упаковки

1. Раскройте плоскую упаковку.
2. Плоская упаковка содержит одну контактную линзу, расположенную выпуклой стороной вверх.
3. Осторожно извлеките линзу из плоской упаковки и осмотрите ее, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и инородных тел.

Как надеть контактные линзы

Общая процедура надевания контактных линз представлена ниже. При необходимости обратитесь к своему окулисту или практикующему врачу-офтальмологу для получения более подробной информации.

1. Поместите контактную линзу на кончик указательного пальца вашей ведущей руки вогнутой стороной вверх.
 2. Проверьте профиль линзы и убедитесь в том, что она не вывернута наизнанку.
 3. Раскройте широко веки, потянув верхнее веко указательным пальцем неведущей руки, а нижнее веко — средним пальцем ведущей руки.
 4. Глядя прямо перед собой, медленно поместите линзу на глаз и осторожно разместите ее на роговице.
 - Не прижимайте линзу к глазу.
 5. Посмотрите вниз, сначала отпустите верхнее веко, затем нижнее и осторожно поморгайте.
 6. Повторите эту процедуру для второй линзы.
- Если после того, как вы надели контактные линзы, ваше зрение стало расплывчатым:
 - Если контактные линзы находятся не в центре роговицы
Посмотрите в зеркало, откройте глаз и осторожно перемещайте край линзы по роговице. Надавливайте пальцем на край верхнего или нижнего века, пока линза не разместится по центру роговицы.
 - Если контактные линзы находятся в центре роговицы
Снимите линзы. Возможны следующие причины:
 - поверхность линзы загрязнена;
 - линза была надета не на тот глаз;
 - линза была надета неправильной стороной.
 - Если после устранения вышеуказанных вероятных причин ваше зрение по-прежнему остается размытым, снимите контактные линзы и проконсультируйтесь со своим окулистом или практикующим врачом-офтальмологом.
 - Если вы ощущаете значительный дискомфорт при ношении контактных линз, немедленно снимите линзы и обратитесь к своему окулисту или практикующему врачу-офтальмологу.
 - При использовании торических контактных линз поместите линзы на роговицу так, чтобы установочная метка была направлена вниз (см. рис. 1).

Для торических контактных линз



Рис. 1

Как снять контактные линзы

1. Держите голову прямо и посмотрите вверх.
2. Оттяните нижнее веко средним пальцем неведущей руки вниз и положите указательный палец ведущей руки на нижний край контактной линзы.
3. Переместите линзу вниз, к нижней части белка глаза.
4. Осторожно зажмите линзу между большим и указательным пальцами ведущей руки.
5. Снимите контактные линзы.
6. Повторите эту процедуру для второй линзы.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ И ПЛОСКОЙ УПАКОВКЕ

СИМВОЛ			LOT		STERILE
ЗНАЧЕНИЕ	См. инструкцию по применению	Не подлежит повторному использованию	Код партии	Срок годности (дата истечения срока годности)	Стерилизовано паром или сухим жаром
СИМВОЛ	DIA	BC	P	CYL	AXIS
ЗНАЧЕНИЕ	Диаметр	Базовая кривизна	Диоптрия (оптическая сила линзы)	Диоптрия (цилиндрическая сила)	Ось цилиндра

Производитель: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Уполномоченный представитель: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Дата выпуска: 2018-02

©2018, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

MDFPIFUEU006_ru